

幅55cmの超コンパクトサイズで機能も充実！

ポータブルトイレ FX-CP “ちびくまくん”(ピンク)

特定福祉用具・特定介護予防福祉用具



■主な仕様

商品サイズ：幅55×奥行55×高さ71～87cm
(便座までの高さ：キャスターなし33～49cm、
キャスター付35～44cm)
※キャスター付の奥行は60cm

商品重量： [FX-CP] 約10.8kg
[FX-CP-C] 約11.2kg

バケツ容量： 10L

材質： (本体・上フタ・便座・バケツ) PP
(キャスター) PE

梱包入数： 1

色調： ピンク

付属品： 防臭消耗品／O型便座カバー×1

ノーマルタイプ

品番	(ピンク) 533-230
価格	25,500円 (税抜)
JAN	(ピンク) 4970210395776
TAIS	00221-000219
CCTA95	091203

キャスター付

品番	(ピンク) 870-003
価格	29,000円 (税抜)
JAN	(ピンク) 4970210395790
TAIS	00221-000219
CCTA95	091203



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部
「製品に関するご意見・お問合せは」
お客様相談室 ☎ 0120-86-7735
(祝祭日以外の月～金 9:00～17:00(12:00～13:00はのぞき))

※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただいております。