

おしりのやせた方にも座り心地のよいソフト便座タイプ。

ポータブルトイレ FX-CP “ちびくまくん(ピンク)” 〈ソフト便座〉

特定福祉用具・特定介護予防福祉用具



■主な仕様

商品サイズ：幅55×奥行55×高さ71～87cm
(便座までの高さ：キャスターなし33～49cm、キャスター付35～44cm)

※キャスター付の奥行は60cm

商品重量： [FX-CPS] 約10.9kg
[FX-CPS-C] 約11.3kg

バケツ容量： 10L

材質： (本体・上フタ・便座ベース板・バケツ) PP
(ソフト便座) EVA
(キャスター) PE

梱包入数： 1

色調： ピンク

付属品： 防臭消耗品

ノーマルタイプ

品番	(ピンク) 533-240
価格	31,500円 (税抜)
JAN	(ピンク) 4970210395820
TAIS	00221-000220
CCTA95	091203

〈ソフト便座〉

品番	(ピンク) 870-013
価格	35,000円 (税抜)
JAN	(ピンク) 4970210396360
TAIS	00221-000220
CCTA95	091203



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

「製品に関するご意見・お問合せは」

お客様相談室 ☎ 0120-86-7735

(祝祭日以外の日～金 9:00～17:00(12:00～13:00はのぞく))

※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただいております。