

おしりのやせた方にも座り心地のよいソフト便座タイプ。

ポータブルトイレ FX-CP “ちびくまくん”

<ソフト便座>

特定福祉用具・特定介護予防福祉用具



■主な仕様

- 商品サイズ：幅55×奥行55×高さ71～83cm
(便座までの高さ：キャスターなし33～45cm、キャスター付35～42cm)
※キャスター付の奥行は60cm
トランスファーボード寸法：38×37cm
- 商品重量： [FX-CPS-T] 約11.2kg
[FX-CPS-TC] 約11.7kg
- バケツ容量： 10L
- 材質： (本体・上フタ・便座ベース板・バケツ) PP
(ソフト便座) EVA
(トランスファーボード・キャスター) PE
- 梱包入数： 1
- 色調： ピンク/ベージュ
- 付属品： 防臭消耗品

トランスファータイプ

品番	(ピンク) 870-011 (ベージュ) 870-012
価格	33,000円 (税抜)
JAN	(ピンク) 4970210403570 (ベージュ) 4970210419182
TAIS	00221-000220
CCTA95	091203

トランスファータイプ キャスター付

品番	(ピンク) 870-017 (ベージュ) 870-018
価格	36,500円 (税抜)
JAN	(ピンク) 4970210403587 (ベージュ) 4970210419205
TAIS	00221-000220
CCTA95	091203



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部
「製品に関するご意見・お問合せは」
お客様相談室 ☎ 0120-86-7735

(祝祭日以外の月～金 9:00～17:00(12:00～13:00はのぞき))

※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただいております。