

体格や姿勢に合わせて背もたれ位置を前後3段階に調節できます。

ポータブルトイレIX

特定福祉用具・特定介護予防福祉用具



■主な仕様

商品サイズ：幅62×奥行58×高さ83cm
(便座までの高さ40cm)

商品重量：約9kg

バケツ容量：10.5 L

材質：(本体・上フタ・便座・バケツ) PP

梱包入数：1

色調：ベージュ

付属品：防臭消耗品/O型便座カバー×1

品番	533-140
価格	22,000円 (税抜)
JAN	4970210049402
TAIS	00221-000092
CCTA95	091203



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部
「製品に関するご意見・お問合せは」
お客様相談室 ☎ 0120-86-7735
(祝祭日以外の日～金 9:00～17:00(12:00～13:00はのぞき))

※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただいております。