

寒い季節の必需品！あったか便座で快適トイレ。

## ポータブルトイレKX-SDR

### <暖房便座>

特定福祉用具・特定介護予防福祉用具



#### ■主な仕様

商品サイズ：幅62×奥行59.5×高さ79.5～86.5cm  
(便座までの高さ：キャスターなし35～42cm、キャスター付37～42cm)

※キャスター付の奥行は65cm

商品重量：[KX-SDRH] 約11.3kg  
[KX-SDRH-C] 約12.5kg

バケツ容量：10L

材質：(本体・便座・バケツ) PP  
(座面・背もたれクッション) ウレタンフォーム・合成皮革  
(キャスター) PE

梱包入数：1

色調：ベージュ

定格：(電源) 交流100V・50/60Hz (消費電力) 53W

便座表面温度：30～40℃ 5段階調節

付属品：防臭消耗品

#### ノーマルタイプ

品番	533-182
価格	47,500円 (税抜)
JAN	4970210396476
TAIS	00221-000191
CCTA95	091203

#### キャスター付

品番	533-184
価格	50,500円 (税抜)
JAN	4970210396483
TAIS	00221-000191
CCTA95	091203



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部  
「製品に関するご意見・お問合せは」  
お客様相談室 ☎ 0120-86-7735  
(祝祭日以外の日～金 9:00～17:00(12:00～13:00はのぞく))

※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただいております。