

冬場の閉めきったお部屋でもニオイを気にせずご使用いただけます。

ポータブルトイレKX-SDR

<暖房・快適脱臭>

特定福祉用具・特定介護予防福祉用具



■主な仕様

商品サイズ：幅62×奥行59.5×高さ79.5～86.5cm
(便座までの高さ：キャスターなし35～42cm、キャスター付37～42cm)

※キャスター付の奥行は65cm

商品重量：[KX-SDRHD] 約12.2kg
[KX-SDRHD-C] 約12.7kg

バケツ容量：10L

材質：(本体・便座・バケツ) PP
(座面・背もたれクッション) ウレタンフォーム・合成皮革
(キャスター) PE

梱包入数：1

色調：ベージュ

定格(脱臭)：(電源) 交流100V・50 / 60Hz
※ DC12V 1A専用アダプター使用
(消費電力) 5W

定格(暖房)：(電源) 交流100V・50 / 60Hz (消費電力) 53W

便座表面温度：30～40℃ 5段階調節

付属品：消臭剤フォームタイプ×1

ノーマルタイプ

品番	533-282
価格	69,500円 (税抜)
JAN	4970210396018
TAIS	00221-000186
CCTA95	091203

キャスター付 (略称：KX-SDRHD-C)

品番	533-284
価格	72,500円 (税抜)
JAN	4970210396025
TAIS	00221-000186
CCTA95	091203



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部
「製品に関するご意見・お問合せは」
お客様相談室 ☎ 0120-86-7735
(祝祭日以外の日～金 9:00～17:00(12:00～13:00はのぞき))

※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただいております。