

おIりのやせた方や皮膚が敏感な方に座り心地のよいソフトなタイプ。

## ポータブルトイレKX-SDR

### <ソフト便座>

特定福祉用具・特定介護予防福祉用具



#### ■主な仕様

商品サイズ：幅62×奥行59.5×高さ79.5～86.5cm  
(便座までの高さ：キャスターなし35～42cm、キャスター付37～42cm)

※キャスター付の奥行は65cm

商品重量： [KX-SDRS] 約10.5kg  
[KX-SDRS-C] 約11kg

バケツ容量： 10L

材質： (本体・便座ベース板・バケツ) PP  
(座面・背もたれクッション) ウレタンフォーム・合成皮革  
(キャスター) PE  
(ソフト便座) EVA

梱包入数： 1

色調： ベージュ

付属品： 防臭消耗品

#### ノーマルタイプ

品番	533-176
価格	37,500円 (税抜)
JAN	4970210396452
TAIS	00221-000190
CCTA95	091203

#### キャスター付

品番	533-178
価格	41,000円 (税抜)
JAN	4970210396469
TAIS	00221-000190
CCTA95	091203



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

「製品に関するご意見・お問合せは」

お客様相談室 ☎ 0120-86-7735

(祝祭日以外の月～金 9:00～17:00(12:00～13:00はのぞく))

※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただいております。