

滑りやすい浴室での移動や立ち座りを安全にしたい方に。

## セーフティバーシリーズ

### I型一般用

### I-400

居宅介護住宅改修・介護予防住宅改修対象品



#### ■主な仕様

材質：（バー本体）ステンレス [PVC被覆]、（台座）PP

梱包入数：1

色調：ホワイト/レッド/アイボリー

付属品：止水シート×2/アンカープラグ×6  
取付ネジ(5×50mm)×6  
エルボ固定ネジ(4×30mm)×2

ベージュ・ブラウン

品番	(ベージュ) 535-811 (ブラウン) 535-819
価格	15,500円 (税抜)
JAN	(ベージュ) 49702010473559 (ブラウン) 49702010473566
TAIS	00221-000257
CCTA95	181803



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

「製品に関するご意見・お問合せは」

お客様相談室 ☎ 0120-86-7735

(祝祭日以外の日～金 9:00～17:00(12:00～13:00はのぞく))

※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただいております。