

滑りやすい浴室での移動や立ち座りを安全にしたい方に。

セーフティバーシリーズ I型ユニットバス用 I-400UB-N

居宅介護住宅改修・介護予防住宅改修対象品



■主な仕様

- 材質：（バー本体）ステンレス [PVC被覆]、（台座）PP
梱包入数：1
色調：ベージュ/ブラウン
付属品：止水シート×2/アンカープラグ×6
取付ネジ(5×50mm)×6
エルボ固定ネジ(4×30mm)×2
プラスチックアンカー×8/チューブ×6
プラスチックアンカー用固定ネジ(4.1×50mm)×6/角座金×6
アロンアルファ

ベージュ・ブラウン

品番	(ベージュ) 874-111 (ブラウン) 874-119
価格	19,500円 (税抜)
JAN	(ベージュ) 49702010473764 (ブラウン) 49702010473771
TAIS	00221-000257
CCTA95	181803



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部
「製品に関するご意見・お問合せは」
お客様相談室 ☎ 0120-86-7735
(祝祭日以外の月～金 9:00～17:00(12:00～13:00はのぞく))

※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただいております。