

滑りやすい浴室での移動や立ち座りを安全にしたい方に。

販売終了品

セーフティバーシリーズ I型一般用 I-800

ベージュ・ブラウン

品番	(ベージュ)535-841 (ブラウン)535-849
価格	18,500 円(税抜)
JAN	(ホワイト)49702010417140 (レッド)49702010417157 (アイボリー)49702010473634
TAIS	00221-000257
CCTA95	181803



■主な仕様

材質:(バー本体)ステンレス[PVC被覆]、(台座)PP

梱包入数:1

色調:ベージュ/ブラウン

付属品:止水シート×2/アンカープラグ×6

取付ネジ(5×50mm)×6

エルボ固定ネジ(4×30mm)×2



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

製品に関するご意見・お問い合わせは

お客様相談室 フリーダイヤル ☎ 0120-86-7735
(受付時間) 祝祭日以外の月～金 9:00～17:00 (12:00～13:00はのぞく)