

滑りやすい浴室での移動や立ち座りを安全にしたい方に。

販売終了品

セーフティバーシリーズ I型ユニットバス用 I-800UB-N

ベージュ・ブラウン

品番	(ベージュ)874-141 (ブラウン)874-149
価格	23,000 円(税抜)
JAN	(ベージュ)49702010473856 (ブラウン)49702010473863
TAIS	00221-000257
CCTA95	181803



■主な仕様

材質:(バー本体)ステンレス[PVC被覆]、(台座)PP

梱包入数:1

色調:ベージュ/ブラウン

付属品:止水シート×2/アンカープラグ×6

取付ネジ(5×50mm)×6

エルボ固定ネジ(4×30mm)×2

プラスチックアンカー×8/チューブ×6

プラスチックアンカー用固定ネジ(4.1×50mm)×6

角座金×6

アロンアルファ



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

製品に関するご意見・お問い合わせは

お客様相談室 フリーダイヤル 0120-86-7735
(受付時間) 祝祭日以外の月～金 9:00～17:00 (12:00～13:00はのぞく)