

滑りやすい浴室での移動や立ち座りを安全にしたい方に。

販売終了品

セーフティバーシリーズ L型ユニットバス用 L-600×700UB-N

ベージュ・ブラウン

品番	(ベージュ)874-171 (ブラウン)874-179
価格	39,500 円(税抜)
JAN	(ベージュ)49702010473948 (ブラウン)49702010473955
TAIS	00221-000258
CCTA95	181803

■主な仕様

材質:(バー本体)ステンレス[PVC被覆]、(台座)PP

梱包入数:1

色調:ベージュ/ブラウン

付属品:止水シート×3/アンカープラグ×9
取付ネジ(5×50mm)×9
エルボ固定ネジ(4×30mm)×4
プラスチックアンカー×11/チューブ×9
プラスチックアンカー用固定ネジ(4.1×50mm)×9
/角座金×9
アロンアルファ



 TOAGOSEI グループ

 アロン化成

アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

製品に関するご意見・お問い合わせは

お客様相談室 フリーダイヤル  **0120-86-7735**
(受付時間) 祝祭日以外の月～金 9:00～17:00 (12:00～13:00はのぞく)