

両用式トイレに、サニタリエース本体をしっかりと固定。

サニタリエース両用専用フレーム

居宅介護住宅改修・介護予防住宅改修対象品



■主な仕様

商品サイズ：幅67×奥行65×高さ38～47cm

商品重量：約6.5kg

材質：（フレーム）スチール[粉体塗装]
（サニタリ固定アーム）ステンレス[粉体塗装]
（床固定金具）ステンレス[粉体塗装]
（ひじ掛け）天然木 [タモ材] 表面加工[ウレタン塗装]

梱包入数：1

色調：ホワイト

付属品：アンカーボルト×4

※組立て式

品番	534-082
価格	35,500円（税抜）
JAN	4970210455395
TAIS	00221-000310
CCTA95	091224

 TOAGOSEI グループ



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

「製品に関するご意見・お問合せは」

お客様相談室 ☎ 0120-86-7735

（祝祭日以外の月～金 9:00～17:00（12:00～13:00はのぞく））

※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただいております。