

洋式トイレやサニタリース据置式に置くだけで立ち座りを楽にするコンパクトなひじ掛けフレーム。

トイレ用立ち上がり補助フレーム SUS-R(ステンレス製)

福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与対象品

居宅介護住宅改修・介護予防住宅改修対象品



■主な仕様

商品サイズ：幅69×奥行65×高さ62cm

商品重量：約5kg

材質：（フレーム）ステンレス[粉体塗装]
（床固定金具）ステンレス[粉体塗装]
（ひじ掛け）PP

梱包入数：1

色調：アイボリー

付属品：アンカーボルト×2/床固定金具×2/ビス×2/
木ネジ×2

※組立て式

品番	533-078
価格	53,000円（税抜）
JAN	4970210455371
TAIS	00221-000550
CCTA95	091224



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

「製品に関するご意見・お問合せは」

お客様相談室 ☎ 0120-86-7735

（祝祭日以外の月～金 9:00～17:00(12:00～13:00はのぞく)

※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただいております。