

持ち運びや、誤作動防止のため、ストッパー機能をリニューアル！

洋式トイレ用フレームSはねあげR

福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与対象品

居宅介護住宅改修・介護予防住宅改修対象品



■主な仕様

商品サイズ：幅64×奥行50×高さ55～70cm

商品重量：約9.0kg

材質：（フレーム）スチール[カチオン電着塗装・エポキシ系粉体塗装]
（ひじ掛け）タモ材[ウレタン樹脂塗装]

梱包入数：1

色調：ホワイト

付属品：アンカーボルト×2
アンカーボルト用ナット×2
木ネジ×2
スパナ×1

※組立て式

品番	533-082
価格	55,000円（税抜）
JAN	4970210510513
TAIS	00221-000343
CCTA95	091224



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

「製品に関するご意見・お問合せは」

お客様相談室 ☎ 0120-86-7735

（祝祭日以外の日～金 9:00～17:00（12:00～13:00はのぞ））

※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただいております。

Copyright(C) 2008 ARONKASEI CO.,LTD. All Rights Reserved.

印刷

全要素コピー

閉じる