

前方に扉のあるトイレに

販売終了品

洋式トイレ用フレームS-スタンダード

福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与対象品

居宅介護住宅改修・介護予防住宅改修対象品

保険申請用資料

品番	533-083
価格	50,000 円(税抜)
JAN	4970210510520
TAIS	00221-000342
CCTA95	091224



最大使用者体重: 100kg

■主な仕様

商品サイズ: 幅66×奥行50×高さ55~70cm

商品重量: 約8.5kg


材質: (フレーム)スチール[カチオン電着塗装・エポキシ系粉体塗装]
(ひじ掛け)タモ材[ウレタン樹脂塗装]

梱包入数: 1

色調: ホワイト

付属品: アンカーボルト×2
アンカーボルト用ナット×2
木ネジ×2
スパナ×1

※組立て式



TOAGOSEI グループ

Aron
アロン化成

アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

製品に関するご意見・お問い合わせは

お客様相談室 フリーダイヤル 0120-86-7735

(受付時間) 祝祭日以外の月～金 9:00～17:00 (12:00～13:00はのぞく)