

両手でしっかり握れ、浴槽への出入りをラクにします。

ツイン浴槽手すり

特定福祉用具・特定介護予防福祉用具



■主な仕様

商品サイズ： 幅18×奥行19～25×高さ22cm

商品重量： 約4kg

材質： (本体) PP
(グリップ表面) エラストマー
(フレーム) ステンレス〈内側ゴムシート貼り〉

梱包入数： 2

色調： (本体) ホワイト
(グリップ) レッド

付属品： 段差補正板(5mm厚×3)

品番	535-150
価格	27,000円 (税抜)
JAN	4970210369968
TAIS	00221-000159
CCTA95	181806



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

「製品に関するご意見・お問合せは」

お客様相談室 ☎ 0120-86-7735

(祝祭日以外の日～金 9:00～17:00(12:00～13:00はのぞく))

※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただいております。