

この1台で、ほとんどの浴槽壁の厚み（4.5×13cm）に合わせて取り付けできます。

浴槽手すり US-130R

特定福祉用具・特定介護予防福祉用具



■主な仕様

商品サイズ：幅20×奥行20.5～26.5×高さ34cm

商品重量：約3.1kg

材質：（本体）PP （グリップ表面）エラストマー
（フレーム）ステンレス〈内側ゴムシート貼り〉

梱包入数：2

色調：レッド/ブルー

付属品：段差補正板（5mm厚×3枚）

品番	(レッド) 536-602 (ブルー) 536-603
価格	17,500円 (税抜)
JAN	(レッド) 4970210436509 (ブルー) 4970210510919
TAIS	00221-000285
CCTA95	181806



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

「製品に関するご意見・お問合せは」

お客様相談室 ☎ 0120-86-7735

(祝祭日以外 月～金 9:00～17:00(12:00～13:00はのぞき))

※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただいております。

Copyright(C) 2008 ARONKASEI CO.,LTD. All Rights Reserved.

印刷

全要素コピー

閉じる