

足腰に不安があり、浴槽への出入りと浴槽内での姿勢保持に。

浴槽手すり US-130W

特定福祉用具・特定介護予防福祉用具



■主な仕様

商品サイズ：幅20.5×奥行26～32×高さ34cm

商品重量：約3.9kg

材質：（本体）PP （グリップ表面）エラストマー
（フレーム）ステンレス〈内側ゴムシート貼り〉

梱包入数：2

色調：レッド/ブルー

付属品：段差補正板（5mm厚×3枚）

品番	(レッド) 536-608 (ブルー) 536-609
価格	24,000円 (税抜)
JAN	(レッド) 4970210495254 (ブルー) 4970210510933
TAIS	00221-000334
CCTA95	181806



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

「製品に関するご意見・お問合せは」

お客様相談室 ☎ 0120-86-7735

(祝祭日以外 0月～金 9:00～17:00(12:00～13:00はのぞき))

※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただいております。

Copyright(C) 2008 ARONKASEI CO.,LTD. All Rights Reserved.

印刷

全要素コピー

閉じる