

より小さく、より軽く、よりお求めやすく

## 家具調トイレ AR-SA1 ライト

### <シャワピタ>ノーマル

特定福祉用具・特定介護予防福祉用具



#### ■主な仕様

商品サイズ：幅54×奥行71×高さ81～87cm  
(ひじ掛け外寸50cm)  
(便座までの高さ：36・39・42cm)

商品重量：約20kg

バケツ容量：10L

材質：(本体・補高脚・ひじ掛け) 天然木 [ラバーウッド]  
(背もたれ・折れ座面) 合成皮革・ウレタンフォーム  
(温水洗浄便座・バケツ・スライド受け板・汚水受け) PP  
(給水タンク) PE

付属品：ペーパーホルダー、リモコン、リモコン用ストラップ、リモコン用乾電池(2本)、  
リモコン接続コード、防臭消耗品、六角レンチ、アース線

品番	533-818
価格	108,000円 (税抜)
JAN	4970210849453
TAIS	00221-000465



**アロン化成株式会社**

ライフサポート事業部

「製品に関するご意見・お問合せは」

お客様相談室 ☎0120-86-7735

(祝祭日以外の日～金 9:00～17:00(12:00～13:00はのぞく))

※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただいております。

Copyright(C) 2008 ARONKASEI CO.,LTD. All Rights Reserved.

印刷

全要素コピー

閉じる