

- 排泄介護用品
- 樹脂製ポータブルトイレ
- 家具調ポータブルトイレ
- ポータブルトイレ用フレーム
- 簡易設置型洋式トイレ
- 補高便座
- 防臭消耗品
- 排泄介護用品関連商品
- 入浴介護用品
- レンタル用品
- 住宅改修用品
- 移動・歩行用品
- 介護予防用品
- 生活支援用品
- 食品
- 販売終了品一覧

ラクな立ち上がりをサポートする足引きスペース付。

ポータブルトイレGX

特定福祉用具・特定介護予防福祉用具

品番	533-093
価格	13,500 円 (税抜)
JAN	4970210042779
TAIS	00221-000046
CCTA95	091203

- 取扱説明書
- 部品一覧
- 保険申請用資料




最大使用者体重: 100kg



[各種マークについて]

[材質の略号について]
 PP=ポリプロピレン
 PE=ポリエチレン
 ABS=ABS樹脂
 PVC=塩化ビニール樹脂
 EVA=エチレン酢酸ビニル共重合樹脂



- 汚水受け

本体のバケツ受け周辺に溝を設けているので尿が下にこぼれにくい構造です。
- ペーパーホルダー付

サイドには使いやすいペーパーホルダーが付いています。
- 足引きスペース

足引きスペースを設けているので、立ち上がりやすくなっています。



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部
 「製品に関するご意見・お問合せは」
 お客様相談室 ☎ 0120-86-7735
 (祝祭日以外の日～金 9:00～17:00(12:00～13:00はのぞ))

※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただいております。