

家のトイレまで移動は可能だが、和式トイレにかがむには足腰や膝に不安な方に

## サニタリースHG両用式

特定福祉用具・特定介護予防福祉用具



アイボリー

### ■主な仕様

商品サイズ：幅40×奥行63×高さ21.5cm  
(便座までの高さ17cm)

商品重量：約3.2kg

材質：(本体・便座) PP

梱包入数：1

色調：アイボリー/ライトブルー

付属品：O型便座カバー×1

※ソフト便座、暖房便座、市販の温水洗浄便座は 取り付けできません。 ※補高スペーサーは取り付けできません。 ※上フタに、市販の上フタカバーは取り付けできません。

品番	(アイボリー) 534-113 (ライトブルー) 534-114
価格	17,500円 (税抜)
JAN	(アイボリー) 4970210368053 (ライトブルー) 4970210382813
TAIS	00221-000014
CCTA95	091212



**アロン化成株式会社**

ライフサポート事業部  
「製品に関するご意見・お問合せは」  
お客様相談室 ☎0120-86-7735  
(祝祭日以外 月～金 9:00～17:00(12:00～13:00はのぞき))

※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただいております。

Copyright(C) 2008 ARONKASEI CO.,LTD. All Rights Reserved.

印刷

全要素コピー

閉じる