

座面を高くすることで立ち座りをしやすくします。

補高便座#7/#10

特定福祉用具・特定介護予防福祉用具



※U型便座には取り付けできません

■主な仕様

商品サイズ： [#7] 幅38.5×奥行40.5×高さ14.5cm
[#10] 幅38.5×奥行40.5×高さ17.5cm
(便座内寸18×25.5cm)

商品重量： [#7] 約1kg
[#10] 約1.2kg

材質： (本体) PE
(スプラッシュガード・固定具) PP

梱包入数： 1

色調： (本体) ホワイト

品番	(#7) 535-267 (#10)535-270
価格	16,000円 (税抜)
JAN	(#7) 4970210490013 (#10)4970210490020
TAIS	00221-000327
CCTA95	091215



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

「製品に関するご意見・お問合せは」

お客様相談室 ☎ 0120-86-7735

(祝祭日以外 0月～金 9:00～17:00(12:00～13:00はのぞく))

※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただいております。

Copyright(C) 2008 ARONKASEI CO.,LTD. All Rights Reserved.

印刷

全要素コピー

閉じる