

折りたたんですっきり収納。トイレを使わないときの収納に便利です。

折りたたみ家具調トイレ キャスター付

特定福祉用具・特定介護予防福祉用具



■主な仕様

商品サイズ： 幅57×奥行59～64.5×高さ74～83cm
(便座までの高さ：37・40・43・46cm)

商品重量： 約15.5kg

バケツ容量： 約9L

材質： (本体) 天然木 [ラバーウッド]
※表面加工：ウレタン樹脂塗装
(座面・背もたれクッション)
合成皮革 [PVC] ・ウレタンフォーム
補強材：ステンレス
(受け板・汚水受け・バケツ) PP
標準便座… (便座) PP ※便座は抗菌加工
ソフト便座… (便座) 発泡EVA 樹脂 ※便座は抗菌加工
(便座ベース板) …PP

梱包入数： 1

付属品： 防臭消耗品、KN吸着便座シート (標準便座のみ)

<標準便座>

品番	533-832
価格	64,500円 (税抜)
JAN	4970210861561
TAIS	00221-000519

<ソフト便座>

品番	533-833
価格	70,500円 (税抜)
JAN	4970210861578
TAIS	00221-000520



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

「製品に関するご意見・お問合せは」

お客様相談室 ☎0120-86-7735

(祝祭日以外の日～金 9:00～17:00(12:00～13:00はのぞき))

※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただきます。

Copyright(C) 2008 ARONKASEI CO.,LTD. All Rights Reserved.

印刷

全要素コピー

閉じる