

背もたれ、ひじ掛け ともに使いやすい高さに調節できます。

ポータブルトイレ用フレームささえ

福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与対象品



■主な仕様

商品サイズ： 幅63×奥行63×高さ73～81cm

商品重量： 約8kg

材質： (フレーム) スチール [メラミン樹脂塗装]
(ジョイント・背もたれ) ABS
(ベース板) PP
(ひじ掛けカバー) エラストマー

梱包入数： 1

色調： ホワイト

※組み立て式

| | |
|--------|---------------|
| 品番 | 533-070 |
| 価格 | 27,500円 (税抜) |
| JAN | 4970210031230 |
| TAIS | 00221-000054 |
| CCTA95 | 091203 |



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部
「製品に関するご意見・お問合せは」
お客様相談室 ☎0120-86-7735
(祝祭日以外の日～金 9:00～17:00(12:00～13:00はのぞく))

※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただいております。

Copyright(C) 2008 ARONKASEI CO.,LTD. All Rights Reserved.

印刷

全要素コピー

閉じる