

サニタリース SD 据置式

工事不要で和式トイレが洋式トイレに早変わり。和式トイレにかがむには足腰や膝が不安な方に。



購入対象品
(介護保険)

最大使用者体重
100kg



サイズ・容量 幅44.5×奥行61.5×高さ40cm
(便座までの高さ:39cm)
※補高タイプの高さはそれぞれ+5cm、+8cm

商品名タイプ	商品コード	JANコード	TAISコード	価格
ソフト便座ノーマルタイプ アイボリー	533-473	416716	000254	22,000円(税抜)
ソフト便座 補高#5 アイボリー	871-135	416853	000254	28,500円(税抜)
ソフト便座 補高#8 アイボリー	871-138	416860	000254	28,500円(税抜)
暖房便座ノーマルタイプ アイボリー	533-463	416747	000268	30,000円(税抜)
暖房便座 補高#5 アイボリー	871-145	416877	000268	36,500円(税抜)
暖房便座 補高#8 アイボリー	871-148	416884	000268	36,500円(税抜)

※JANコードの国名およびメーカーコードを表す49-70210は共通です。TAISコードのメーカーコードを表す00221は共通です。



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

製品に関するご意見・お問い合わせは

お客様相談室 フリーダイヤル ☎ 0120-86-7735

(受付時間) 祝祭日以外の月～金 9:00～17:00 (12:00～13:00はのぞく)