

ポータブルトイレの新しい使い方を提案します。

## トワレットチェア

特定福祉用具・特定介護予防福祉用具



### ■主な仕様

商品サイズ：幅50×奥行62×高さ72・75・78cm  
(便座までの高さ32・35・38cm、  
座面までの高さ38・41・44cm)  
(ひじ掛け内寸40cm)

商品重量：約11.5kg

バケツ容量：約9L

材質：本体、補高ブロック：天然木（ラバーウッド）

※表面加工：ウレタン樹脂塗装

座面クッション、背もたれクッション：合成皮革（PVC）/ウレタンフォーム

便座、バケツ、バケツ蓋、受け板、目かくしカバー：ポリプロピレン

※便座は抗菌加工

脚ゴム：エラストマー

梱包入数：1

付属品：防臭消耗品、JP便座カバー

### 標準便座

品番	533-062
価格	43,000円（税抜）
JAN	4970210844502
TAIS	00221-000455



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

「製品に関するご意見・お問合せは」

お客様相談室 ☎ 0120-86-7735

（祝祭日以外の月～金 9:00～17:00（12:00～13:00はのぞく）

※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただいております。

Copyright(C) 2008 ARONKASEI CO.,LTD. All Rights Reserved.

印刷

全要素コピー

閉じる