

浴槽の広さや深さ、使用状況に応じて浴槽台の種類をお選びいただきます。

アルミ製浴槽台 “あしびた”シリーズ ジャストソフト10-15

特定福祉用具・特定介護予防福祉用具



- 主な仕様
- 製品寸法：幅36×奥行34×高さ10／12.5／15cm（3段階）
- 商品重量：約2.8kg
- 材質：（本体）アルミニウム
（天板）（すべり止めシートタイプ）エラストマー樹脂
（ポリプロピレン・ソフトクッションタイプ）ポリプロピレン
（ソフトクッション）EVA樹脂
（スライド支柱）アルミニウム
（アウターパイプスリーブ）EVA樹脂
（はめ込みピン）ステンレス・ポリプロピレン
（吸盤付脚ゴム）エラストマー樹脂・ポリプロピレン
（インナーパイプキャップ）ポリプロピレン
- 梱包入数：4
- 色調：レッド/グリーン/ブルー

品番	（レッド） 536-514 （グリーン） 536-520 （ブルー） 536-515
価格	18,000円（税抜）
JAN	（レッド） 4970210852897 （グリーン） 4970210857885 （ブルー） 4970210852880

アルミ製浴槽台 “あしびた”シリーズ ジャストソフト15-25

特定福祉用具・特定介護予防福祉用具



- 主な仕様
- 製品寸法：幅36×奥行34×高さ15／17.5／20／22.5／25cm（5段階）
- 商品重量：約3.0kg
- 材質：（本体）アルミニウム
（天板）（すべり止めシートタイプ）エラストマー樹脂
（ポリプロピレン・ソフトクッションタイプ）ポリプロピレン
（ソフトクッション）EVA樹脂
（スライド支柱）アルミニウム
（アウターパイプスリーブ）EVA樹脂
（はめ込みピン）ステンレス・ポリプロピレン
（吸盤付脚ゴム）エラストマー樹脂・ポリプロピレン
（インナーパイプキャップ）ポリプロピレン
- 梱包入数：4
- 色調：レッド/グリーン/ブルー

品番	（レッド） 536-516 （グリーン） 536-521 （ブルー） 536-517
価格	18,000円（税抜）
JAN	（レッド） 4970210852903 （グリーン） 4970210857861 （ブルー） 4970210852910



ライフサポート事業部
「製品に関するご意見・お問合せは」
お客様相談室 ☎ 0120-86-7735
(祝祭日以外の日～金 9:00～17:00(12:00～13:00はのぞく))

※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただきます。