

浴槽の広さや深さ、使用状況に応じて浴槽台の種類をお選びいただけます。

## アルミ製浴槽台 “あしびた”シリーズ ジャスト10-15

特定福祉用具・特定介護予防福祉用具



### ■主な仕様

製品寸法： 幅36×奥行34×高さ10/12.5/15cm (3段階)

商品重量： 約2.9kg

材質： (本体) アルミニウム  
(天板) (すべり止めシートタイプ) エラストマー樹脂  
(ポリプロピレン・ソフトクッションタイプ) ポリプロピレン  
(スライド支柱) アルミニウム  
(アウターパイプスリーブ) EVA樹脂  
(はめ込みピン) ステンレス・ポリプロピレン  
(吸盤付脚ゴム) エラストマー樹脂・ポリプロピレン  
(インナーパイプキャップ) ポリプロピレン

梱包入数： 4

色調： レッド/グリーン/ブルー

品番	(レッド) 536-510 (グリーン) 536-518 (ブルー) 536-511
価格	17,000円 (税抜)
JAN	(レッド) 4970210852866 (グリーン) 4970210857854 (ブルー) 4970210852873

## アルミ製浴槽台 “あしびた”シリーズ ジャスト15-25

特定福祉用具・特定介護予防福祉用具



### ■主な仕様

製品寸法： 幅36×奥行34×高さ15/17.5/20/22.5/25cm (5段階)

商品重量： 約3.1kg

材質： (本体) アルミニウム  
(天板) (すべり止めシートタイプ) エラストマー樹脂  
(ポリプロピレン・ソフトクッションタイプ) ポリプロピレン  
(スライド支柱) アルミニウム  
(アウターパイプスリーブ) EVA樹脂  
(はめ込みピン) ステンレス・ポリプロピレン  
(吸盤付脚ゴム) エラストマー樹脂・ポリプロピレン  
(インナーパイプキャップ) ポリプロピレン

梱包入数： 4

色調： レッド/グリーン/ブルー

品番	(レッド) 536-512 (グリーン) 536-519 (ブルー) 536-513
価格	17,000円 (税抜)
JAN	(レッド) 4970210852934 (グリーン) 4970210857878 (ブルー) 4970210852927



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部  
「製品に関するご意見・お問合せは」  
お客様相談室 ☎ 0120-86-7735  
(祝祭日以外の月～金 9:00～17:00(12:00～13:00はのぞき))

※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただきます。