

最軽量のシンプルなタイプ。

バスステップ

特定福祉用具・特定介護予防福祉用具



■主な仕様

商品サイズ：幅41×奥行29×高さ19cm

商品重量：約1.7kg

材質：（本体・天面板）PP
（天面板固定ノブ）ABS
（吸盤）エチレンプロピレンゴム

梱包入数：4

色調：（本体）ホワイト
（天面板）レッド

品番	535-110
価格	12,500円（税抜）
JAN	4970210039113
TAIS	00221-000075
CCTA95	093327



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部
「製品に関するご意見・お問合せは」
お客様相談室 ☎0120-86-7735
(祝祭日以外 0月～金 9:00～17:00(12:00～13:00はのぞ))

※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただいております。

Copyright(C) 2008 ARONKASEI CO.,LTD. All Rights Reserved.

印刷

全要素コピー

閉じる