

狭い浴室でも使えるコンパクトなものをお探しの方に

折りたたみシャワーベンチ FC(背付タイプ)

特定福祉用具・特定介護予防福祉用具



■主な仕様

商品サイズ：幅40×奥行38～46×高さ63～73cm
(座面までの高さ：33～43cm)

梱包サイズ(個装サイズ)：縦84×横17×高さ42cm

商品重量：約3kg

材質：(座面・背もたれ) ポリエチレン
(ひじ掛け・折りたたみジョイント) ポリプロピレン
(座面ロック) ポリプロピレン
(グリップ) エラストマー樹脂
(ソフトパッド) (座面・背もたれ) : EVA樹脂
(脚パイプ・短管) アルミニウム
(金属部品) ステンレス・アルミニウム・黄銅
(脚ゴム) 合成ゴム

梱包入数：2

色調：レッド/グリーン/ブルー

品番	(レッド) 536-059 (グリーン) 536-061 (ブルー) 536-060
価格	22,000円 (税抜)
JAN	(レッド) 4970210851746 (グリーン) 4970210851760 (ブルー) 4970210851753
TAIS	00221-000502



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

「製品に関するご意見・お問合せは」

お客様相談室 ☎ 0120-86-7735

(祝祭日以外の日～金 9:00～17:00(12:00～13:00はのぞく))

※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただきます。

Copyright(C) 2008 ARONKASEI CO.,LTD. All Rights Reserved.

印刷

全要素コピー

閉じる