

座った姿勢の保持ができない方や浴槽への移乗を楽に行いたい方に

折りたたみシャワーベンチ FS/FU

特定福祉用具・特定介護予防福祉用具



■主な仕様

商品サイズ：幅51×奥行40～48×高さ67～77cm
(座面までの高さ：35～45cm)

梱包サイズ (個装サイズ)：縦96 × 横17 × 高さ53cm

商品重量：約4kg

材質：(座面・背もたれ) ポリエチレン
(ひじ掛け・折りたたみジョイント) ポリプロピレン
(座面ロック) ポリプロピレン
(グリップ) エラストマー樹脂
(ソフトパッド) (座面・背もたれ) : EVA樹脂
(脚パイプ・短管) アルミニウム
(金属部品) ステンレス・アルミニウム・黄銅
(脚ゴム) 合成ゴム

梱包入数：2

色調：レッド/グリーン/ブルー

FS

品番	(レッド) 536-050 (グリーン) 536-052 (ブルー) 536-051
価格	27,000円 (税抜)
JAN	(レッド) 4970210851654 (グリーン) 4970210851715 (ブルー) 4970210851661
TAIS	00221-000468

FU

品番	(レッド) 536-053 (グリーン) 536-055 (ブルー) 536-054
価格	27,000円 (税抜)
JAN	(レッド) 4970210851678 (グリーン) 4970210851685 (ブルー) 4970210851708
TAIS	00221-000468



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

「製品に関するご意見・お問合せは」

お客様相談室 ☎ 0120-86-7735

(祝祭日以外の日～金 9:00～17:00(12:00～13:00はのぞく))

※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただいております。

Copyright(C) 2008 ARONKASEI CO.,LTD. All Rights Reserved.

印刷

全要素コピー

閉じる