

狭い浴室でも使えるコンパクトなものをお探しの方に

折りたたみシャワーベンチ FSフィット

特定福祉用具・特定介護予防福祉用具



■主な仕様

商品サイズ：幅46×奥行38～46×高さ65～75cm
(座面までの高さ：33～43cm)

梱包サイズ(個装サイズ)：縦93×横17×高さ48cm

商品重量：約4kg

材質：(座面・背もたれ) ポリエチレン
(ひじ掛け・折りたたみジョイント) ポリプロピレン
(座面ロック) ポリプロピレン
(グリップ) エラストマー樹脂
(ソフトパッド) (座面・背もたれ) : EVA樹脂
(脚パイプ・短管) アルミニウム
(金属部品) ステンレス・アルミニウム・黄銅
(脚ゴム) 合成ゴム

梱包入数：2

色調：レッド/グリーン/ブルー

品番	(レッド) 536-056 (グリーン) 536-058 (ブルー) 536-057
価格	27,000円 (税抜)
JAN	(レッド) 4970210851692 (グリーン) 4970210851739 (ブルー) 4970210851722
TAIS	00221-000469



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部
「製品に関するご意見・お問合せは」
お客様相談室 ☎0120-86-7735
(祝祭日以外の日～金 9:00～17:00(12:00～13:00はのぞく))

※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただいております。

Copyright(C) 2008 ARONKASEI CO.,LTD. All Rights Reserved.

印刷

全要素コピー

閉じる