

ひじ掛け付シャワーイス HP

座ったままお尻が洗える、U字溝座面のシャワーベンチ。介助する人の負担を軽減します。



購入対象品
(介護保険)

最大使用者体重
100kg



サイズ・容量 幅54.5×奥行49×高さ67～82 c m
(座面までの高さ：35～50 c m)

商品名タイプ	商品コード	JANコード	TAISコード	価格
ひじ掛け付シャワーイス HP	535-019	437926	000286	35,000円(税抜)

※JANコードの国名およびメーカーコードを表す49-70210は共通です。TAISコードのメーカーコードを表す00221は共通です。



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

製品に関するご意見・お問い合わせは

お客様相談室 フリーダイヤル ☎ 0120-86-7735

(受付時間) 祝祭日以外の月～金 9:00～17:00 (12:00～13:00はのぞく)