

座ったままお尻を洗えて安心。介護負担も軽減へ

## 折りたたみシャワーベンチ HPフィット

特定福祉用具・特定介護予防福祉用具



### ■主な仕様

商品サイズ：幅46×奥行45～53×高さ64～74cm  
(座面までの高さ：33～43cm (6段階/2cm ピッチ))

梱包サイズ (個装サイズ)：縦78.5 × 横20 × 高さ49cm

商品重量：約4.1kg

梱包重量：約11kg

材質：(座面・背もたれ) ポリエチレン  
(ひじ掛け・折りたたみジョイント (前・後)) ポリプロピレン  
(座面ロック) ポリプロピレン  
(グリップ) エラストマー樹脂  
(ソフトパッド) (座面・背もたれ) : EVA樹脂  
(脚パイプ・短管) アルミニウム  
(金属部品) ステンレス・アルミニウム・黄銅  
(脚ゴム) 合成ゴム

梱包入数：2

色調：レッド/ブルー

品番	(レッド) 536-070 (ブルー) 536-071
価格	36,000円 (税抜)
JAN	(レッド) 4970210858189 (ブルー) 4970210858196
TAIS	00221-000518



**アロン化成株式会社**

ライフサポート事業部

「製品に関するご意見・お問合せは」

お客様相談室 ☎ 0120-86-7735

(祝祭日以外の日～金 9:00～17:00(12:00～13:00はのぞき))

※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただきます。

Copyright(C) 2008 ARONKASEI CO.,LTD. All Rights Reserved.

印刷

全要素コピー

閉じる