


この一台で自立入浴から介助入浴まで

バスボード H-S / H-L

“はねあげくん”

特定福祉用具・特定介護予防福祉用具



■主な仕様

商品サイズ： [H-S] 縦40×横76×高さ15cm
[H-L] 縦40×横82×高さ15cm

商品重量： [H-S] 5.8kg
[H-L] 5.9kg

材質： (座面) 表皮：PP/PE 芯材：アルミ/発泡ポリオレフィン
(本体) 表皮：PP 補強フレーム：ステンレス
(幅調節受け、幅調節ネジ、固定ストッパー本体) ABS 樹脂
(ストッパーゴム、脚ゴム、キャップ) エラストマー樹脂
(グリップ) 被覆材：エラストマー樹脂 芯材：ポリプロピレン

梱包入数： 2

色調： (本体) ホワイト (グリップ) レッド

H-S

品番	535-102
価格	39,800円 (税抜)
JAN	4970210858141
TAIS	00221-093303

H-L

品番	535-105
価格	39,800円 (税抜)
JAN	4970210858158
TAIS	00221-093303



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部
「製品に関するご意見・お問合せは」
お客様相談室 ☎0120-86-7735
(祝祭日以外の日～金 9:00～17:00(12:00～13:00はのぞ))

※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただきます。

Copyright(C) 2008 ARONKASEI CO.,LTD. All Rights Reserved.

印刷

全要素コピー

閉じる