

移乗スペース、介助スペースを確保したいとき片手で、すばやく折りたたみができるシャワーベンチ。

折りたたみシャワーベンチ IN-S(背付タイプ) ＜楽おり＞

特定福祉用具・特定介護予防福祉用具



■主な仕様

- 商品サイズ： 幅51×奥行46×高さ64～74cm
（座面までの高さ35～45cm）
（折りたたみ時：幅51×奥行29×高さ77cm）
- 商品重量： 約3.9kg
- 材質： （座部・背もたれ）PE、（ソフトパッド）EVA
（パイプ）アルミニウム
- 梱包入数： 2
- 色調： レッド/グリーン/ブルー

品番	(レッド) 536-342 (グリーン) 536-346 (ブルー) 536-340
価格	24,500円（税抜）
JAN	(レッド) 4970210499337 (グリーン) 4970210854358 (ブルー) 4970210499306
TAIS	00221-000336
CCTA95	093303



ライフサポート事業部
「製品に関するご意見・お問合せは」
お客様相談室 0120-86-7735
(祝祭日以外の月～金 9:00～17:00(12:00～13:00はのぞく))

※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただいております。

Copyright(C) 2008 ARONKASEI CO.,LTD. All Rights Reserved.