

片手で持ち上げるだけで折りたためる、転倒防止のための新しいシャワーベンチ。

折りたたみシャワーベンチ IS/IU

<楽おり>

特定福祉用具・特定介護予防福祉用具



■主な仕様

商品サイズ：幅51×奥行46×高さ64～74cm
(座面までの高さ35～45cm)
(折りたたみ時：幅51×奥行29×高さ87cm)

商品重量：約5kg

材質：(座部・背もたれ) PE、(ひじ掛け) PP
(ひじ掛けグリップ) エラストマー
(ソフトパッド) EVA
(パイプ) アルミニウム

梱包入数：2

色調：レッド/グリーン/ブルー

IS

品番	(レッド) 536-322 (グリーン) 536-326 (ブルー) 536-320
価格	25,000円 (税抜)
JAN	(レッド) 4970210492406 (グリーン) 4970210854327 (ブルー) 4970210492413
TAIS	00221-000332
CCTA95	093303

IU

品番	(レッド) 536-332 (グリーン) 536-336 (ブルー) 536-330
価格	25,000円 (税抜)
JAN	(レッド) 4970210492437 (グリーン) 4970210854334 (ブルー) 4970210492444
TAIS	00221-000333
CCTA95	093303



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部
「製品に関するご意見・お問合せは」
お客様相談室 ☎0120-86-7735
(祝祭日以外の月～金 9:00～17:00(12:00～13:00はのぞく))

※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただきます。

Copyright(C) 2008 ARONKASEI CO.,LTD. All Rights Reserved.

印刷

全要素コピー

閉じる