

ご利用者の身体にやさしくフィット！浴室環境にもちょうどいいISフィット登場！

折りたたみシャワーベンチISフィット

特定福祉用具・特定介護予防福祉用具



■主な仕様

商品サイズ：幅46×奥行41～47.5×高さ59.5～69.5cm
(座面までの高さ32～42cm)
(折りたたみ時：幅46×奥行27×高さ81～91.5cm)

商品重量：約4kg

材質：(座面・背もたれ) ポリエチレン
(グリップ) エラストマー
(ひじ掛け) ポリプロピレン
(脚ゴム) 合成ゴム
(ソフトパッド) EVA樹脂
(パイプ) アルミニウム

梱包入数：2

色調：レッド/グリーン/ブルー

品番	(レッド) 536-105 (グリーン) 536-108 (ブルー) 536-106
価格	24,000円 (税抜)
JAN	(レッド) 4970210832127 (グリーン) 4970210854372 (ブルー) 4970210832059
TAIS	00221-000434



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部
「製品に関するご意見・お問合せは」
お客様相談室 ☎0120-86-7735
(祝祭日以外の日～金 9:00～17:00(12:00～13:00はのぞく))

※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただきます。

Copyright(C) 2008 ARONKASEI CO.,LTD. All Rights Reserved.

印刷

全要素コピー

閉じる