

折りたたみシャワーベンチ ISフィット (「骨盤サポート」タイプ)

骨盤をしっかり支える3次元形状の背もたれです。




レッド

片手で折りたたみ

フィット

購入対象品
(介護保険)

最大使用者体重
100kg



サイズ・容量 幅46×奥行41～47.5×高さ53～63 cm
(座面までの高さ：32～42 cm)
(折りたたみ時：幅46×奥行29×高さ78～88.5 cm)

商品名タイプ	商品コード	JANコード	TAISコード	価格
レッド	536-115	832073	000435	24,000円(税抜)
グリーン	536-118	854341	000435	24,000円(税抜)
ブルー	536-116	832080	000435	24,000円(税抜)

※JANコードの国名およびメーカーコードを表す49-70210は共通です。TAISコードのメーカーコードを表す00221は共通です。



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

製品に関するご意見・お問い合わせは

お客様相談室 フリーダイヤル **0120-86-7735**

(受付時間) 祝祭日以外の月～金 9:00～17:00 (12:00～13:00はのぞく)