

軽量で持ち運びが楽。しっかり固定される二重吸盤タイプの浴槽台。

## 高さ調節付浴槽台R“かるぴったん”シリーズ[標準タイプ]

### 標準

特定福祉用具・特定介護予防福祉用具

#### ■主な仕様

天板サイズ：32×42cm

商品サイズ：幅42×奥行33×高さ15～22.5cm

商品重量：約2.4kg

材質：(天板)PP※  
(本体・スライド脚) PP  
(吸盤) エラストマー

梱包入数：2

色調：レッド/ブルー

※すべり止めシート表面はエラストマー。



レッド

ブルー

品番	(レッド) 536-480 (ブルー) 536-481
価格	15,500円 (税抜)
JAN	(レッド) 4970210470855 (ブルー) 4970210510896
TAIS	00221-000326
CCTA95	093327・093303

## 高さ調節付浴槽台R“かるぴったん”シリーズ[標準タイプ]

### 標準ソフト

特定福祉用具・特定介護予防福祉用具



#### ■主な仕様

天板サイズ：32×42cm

商品サイズ：幅42×奥行33×高さ15～22.5cm

商品重量：約2.4kg

材質：(天板)PP※  
(ソフトクッション)EVA  
(本体・スライド脚) PP  
(吸盤) エラストマー

梱包入数：2

色調：レッド

※すべり止めシート表面はエラストマー。

品番	536-482
価格	17,500円 (税抜)
JAN	4970210470862
TAIS	00221-000326
CCTA95	093327・093303



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

「製品に関するご意見・お問合せは」

お客様相談室 ☎0120-86-7735

(祝祭日以外)月～金 9:00～17:00(12:00～13:00はのぞ)

※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただきます。