

軽量で持ち運びが楽。しっかり固定される二重吸盤タイプの浴槽台。

高さ調節付浴槽台R“かるびったん”シリーズ[ミニタイプ]

ミニ

特定福祉用具・特定介護予防福祉用具



■主な仕様

天板サイズ：32×27cm

商品サイズ：幅32.5×奥行28.5×高さ15～22.5cm

商品重量：約1.9kg

材質：(天板)PP※
(本体・スライド脚) PP
(吸盤) エラストマー

梱包入数：2

色調：レッド/ブルー

※すべり止めシート表面はエラストマー。

品番	(レッド) 536-484 (ブルー) 536-483
価格	15,500円 (税抜)
JAN	(レッド) 4970210470879 (ブルー) 4970210510902
TAIS	00221-000326
CCTA95	093327・093303

高さ調節付浴槽台R“かるびったん”シリーズ[ミニタイプ]

ミニソフト

特定福祉用具・特定介護予防福祉用具



■主な仕様

天板サイズ：32×27cm

商品サイズ：幅32.5×奥行28.5×高さ15～22.5cm

商品重量：約1.8kg

材質：(天板)PP※
(ソフトクッション)EVA
(本体・スライド脚) PP
(吸盤) エラストマー

梱包入数：2

色調：レッド

※すべり止めシート表面はエラストマー。

品番	536-486
価格	17,500円 (税抜)
JAN	4970210470886
TAIS	00221-000326
CCTA95	093327・093303



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

「製品に関するご意見・お問合せは」

お客様相談室 ☎0120-86-7735

(祝祭日以外の日～金9:00～17:00(12:00～13:00はのぞき))

※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただいております。