

跳ね上げ式ひじ掛けと本体の回転で座位を安定させたまま介助動作を行えます。

ひじ掛け付シャワーベンチ“まわるくん”

特定福祉用具・特定介護予防福祉用具



■主な仕様

商品サイズ：幅51×奥行51×高さ68～78cm
(座面までの高さ36～46cm)

商品重量：約6.3kg

材質：(座部・背もたれ・回転台) PE
(ひじ掛け・回転カバー) PP
(ひじ掛けグリップ) エラストマー
(ソフトパッド) EVA
(パイプ) アルミニウム

梱包入数：1

色調：レッド/ブルー

品番	(レッド) 536-192 (ブルー) 536-190
価格	35,000円 (税抜)
JAN	(レッド) 4970210432785 (ブルー) 4970210432792
TAIS	00221-000301
CCTA95	093303



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部
「製品に関するご意見・お問合せは」
お客様相談室 ☎0120-86-7735
(祝祭日以外の日～金 9:00～17:00(12:00～13:00はのぞく))

※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただきます。

Copyright(C) 2008 ARONKASEI CO.,LTD. All Rights Reserved.

印刷

全要素コピー

閉じる