

# 背付シャワーベンチ CPE-N

狭い洗い場にも対応するコンパクトなシャワーベンチ。



レッド

標準

購入対象品  
(介護保険)

最大使用者体重  
100kg



サイズ・容量 幅43×奥行45.5×高さ67～77 cm  
(座面までの高さ：35～45 cm)

商品名タイプ	商品コード	JANコード	TAISコード	価格
レッド	536-302	439838	000303	16,500円(税抜)
ブルー	536-300	439821	000303	16,500円(税抜)

※JANコードの国名およびメーカーコードを表す49-70210は共通です。TAISコードのメーカーコードを表す00221は共通です。



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

製品に関するご意見・お問い合わせは

お客様相談室 フリーダイヤル 0120-86-7735  
(受付時間) 祝祭日以外の月～金 9:00～17:00 (12:00～13:00はのぞく)