

狭い洗い場にも対応する背もたれ付きコンパクトタイプ。

## 背付シャワーベンチ C

特定福祉用具・特定介護予防福祉用具



### ■主な仕様

商品サイズ： 幅42×奥行49×高さ65～75cm  
(座面までの高さ33～43cm)

商品重量： 約2.7kg

材質： (座部・背もたれ) PE  
(パイプ) アルミニウム

梱包入数： 2

色調： ホワイト

品番	535-430
価格	13,500円 (税抜)
JAN	4970210368145
TAIS	00221-000156
CCTA95	093303



**アロン化成株式会社**

ライフサポート事業部  
「製品に関するご意見・お問合せは」  
お客様相談室 ☎0120-86-7735  
(祝祭日以外の日～金 9:00～17:00(12:00～13:00はのぞく))

※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただいております。

Copyright(C) 2008 ARONKASEI CO.,LTD. All Rights Reserved.

印刷

全要素コピー

閉じる