

小柄な方でも使いやすい座面が低いタイプです。

NEW

背付シャワーベンチ Mini S

特定福祉用具・特定介護予防福祉用具



■主な仕様

商品サイズ：幅36.5×奥行37×高さ52～59.5cm
(座面までの高さ28～35.5cm)

商品重量：約2.5kg

材質：(座部・背もたれ) P E
(ソフトパッド) E V A
(パイプ) アルミニウム

梱包入数：1

色調：レッド/ブルー

※背もたれのみ組立て式 ※ベージュ色は2018年9月で廃盤になりました。

品番	(レッド)536-203 (ブルー)536-202
価格	16,500円 (税抜)
JAN	(レッド)4970210002636 (ブルー)4970210002629
TAIS	00221-000287
CCTA95	093303



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

「製品に関するご意見・お問合せは」

お客様相談室 ☎ 0120-86-7735

(祝祭日以外の日～金 9:00～17:00(12:00～13:00はのぞく))

※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただいております。

Copyright(C) 2008 ARONKASEI CO.,LTD. All Rights Reserved.

印刷

全要素コピー

閉じる