

狭い浴室や内開き式の扉でも使いやすく、邪魔になりません。

シャワーベンチ Mini

特定福祉用具・特定介護予防福祉用具



■主な仕様

商品サイズ：幅37.5×奥行36×高さ35～45cm
(座面までの高さ35～45cm)

商品重量：約1.8kg

材質：(座部) PE
(ソフトパッド) EVA
(パイプ) アルミニウム

梱包入数：1

色調：レッド/ブルー

品番	(レッド) 536-182 (ブルー) 536-180
価格	12,500円 (税抜)
JAN	(レッド) 4970210428023 (ブルー) 4970210428030
TAIS	00221-000269
CCTA95	093303



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

「製品に関するご意見・お問合せは」

お客様相談室 ☎ 0120-86-7735

(祝祭日以外の日～金 9:00～17:00(12:00～13:00はのぞき))

※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただいております。

Copyright(C) 2008 ARONKASEI CO.,LTD. All Rights Reserved.

印刷

全要素コピー

閉じる