

浴槽の広さや深さ、使用状況に応じて浴槽台の種類をお選びいただきます。

## ステンレス製浴槽台R“あしびた”シリーズ[ジャストタイプ] ジャストソフト10

特定福祉用具・特定介護予防福祉用具



■主な仕様  
天板サイズ：34×30cm  
商品サイズ：幅36×奥行34×高さ10cm  
商品重量：約2.3kg  
材質：(本体)ステンレス  
(天板) ポリプロピレン  
(ソフトクッション) EVA樹脂  
(吸盤付脚ゴム) エラストマー  
梱包入数：2  
色調：レッド  
※耐熱温度：60℃

品番	536-500
価格	18,000円（税抜）
JAN	4970210841884
TAIS	00221-000312

## ステンレス製浴槽台R“あしびた”シリーズ[ジャストタイプ] ジャストソフト12-15

特定福祉用具・特定介護予防福祉用具



品番	536-501
価格	19,000円（税抜）
JAN	4970210841891
TAIS	00221-000312

## ステンレス製浴槽台R“あしびた”シリーズ[ジャストタイプ] ジャストソフト15-20

特定福祉用具・特定介護予防福祉用具



品番	536-502
価格	19,000円（税抜）
JAN	4970210841907
TAIS	00221-000312

## ステンレス製浴槽台R“あしびた”シリーズ[ジャストタイプ] ジャストソフト17.5-25

特定福祉用具・特定介護予防福祉用具



品番	536-503
価格	19,000円（税抜）
JAN	4970210841914
TAIS	00221-000312

## ステンレス製浴槽台R“あしびた”シリーズ[ジャストタイプ] ジャストソフト20-30

特定福祉用具・特定介護予防福祉用具



品番	536-504
価格	19,000円（税抜）
JAN	4970210841921
TAIS	00221-000312



ライフサポート事業部  
「製品に関するご意見・お問合せは」  
お客様相談室 ☎0120-86-7735  
(祝祭日 以外の月～金 9:00～17:00(12:00～13:00はのぞく))

※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただいております。