

浴槽の広さや深さ、使用状況に応じて浴槽台の種類をお選びいただきます。

## ステンレス製浴槽台R “あしびた”シリーズ[ミニタイプ] ミニソフト10

特定福祉用具・特定介護予防福祉用具



### ■主な仕様

天板サイズ：31×27cm

商品サイズ：幅33×奥行30×高さ10cm

商品重量：約2.1kg

材質：(天板)PP※  
(ソフトクッション)EVA  
(脚ゴム) エラストマー

梱包入数：2

色調：レッド

※すべり止めシート表面はエラストマー。

品番	536-470
価格	18,000円 (税抜)
JAN	4970210462188
TAIS	00221-000312
CCTA95	093327・093303

## ステンレス製浴槽台R “あしびた”シリーズ[ミニタイプ] ミニソフト12-15

特定福祉用具・特定介護予防福祉用具



品番	536-472
価格	19,000円 (税抜)
JAN	4970210462195
TAIS	00221-000312
CCTA95	093327・093303

## ステンレス製浴槽台R “あしびた”シリーズ[ミニタイプ] ミニソフト15-20

特定福祉用具・特定介護予防福祉用具



品番	536-474
価格	19,000円 (税抜)
JAN	4970210462201
TAIS	00221-000312
CCTA95	093327・093303



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

「製品に関するご意見・お問合せは」

お客様相談室 ☎0120-86-7735

(祝祭日以外の日～金 9:00～17:00(12:00～13:00はのぞく))

※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただきます。