

浴槽の広さや深さ、使用状況に応じて浴槽台の種類をお選びいただけます。

ステンレス製浴槽台R“あしびた”シリーズ[ジャストタイプ] ジャスト10

特定福祉用具・特定介護予防福祉用具



- 主な仕様
- 天板サイズ：34×30cm
- 商品サイズ：幅36×奥行34×高さ10cm
- 商品重量：約2.4kg
- 材質：(本体)ステンレス
(天板) エラストマー/ポリプロピレン
(吸盤付脚ゴム) エラストマー
- 梱包入数：2
- 色調：レッド/ブルー
- ※耐熱温度：100℃

品番	(レッド) 536-490 (ブルー) 536-491
価格	17,000円 (税抜)
JAN	(レッド) 4970210841785 (ブルー) 4970210841792
TAIS	00221-000312

ステンレス製浴槽台R“あしびた”シリーズ[ジャストタイプ] ジャスト12-15

特定福祉用具・特定介護予防福祉用具



品番	(レッド) 536-492 (ブルー) 536-493
価格	18,000円 (税抜)
JAN	(レッド) 4970210841808 (ブルー) 4970210841815
TAIS	00221-000312

ステンレス製浴槽台R“あしびた”シリーズ[ジャストタイプ] ジャスト15-20

特定福祉用具・特定介護予防福祉用具



品番	(レッド) 536-494 (ブルー) 536-495
価格	18,000円 (税抜)
JAN	(レッド) 4970210841822 (ブルー) 4970210841839
TAIS	00221-000312

ステンレス製浴槽台R“あしびた”シリーズ[ジャストタイプ] ジャスト17.5-25

特定福祉用具・特定介護予防福祉用具



品番	(レッド) 536-496 (ブルー) 536-497
価格	18,000円 (税抜)
JAN	(レッド) 4970210841846 (ブルー) 4970210841853
TAIS	00221-000312

ステンレス製浴槽台R“あしびた”シリーズ[ジャストタイプ] ジャスト20-30

特定福祉用具・特定介護予防福祉用具



品番	(レッド) 536-498 (ブルー) 536-499
価格	18,000円 (税抜)
JAN	(レッド) 4970210841860 (ブルー) 4970210841877
TAIS	00221-000312



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部
「製品に関するご意見・お問合せは」
お客様相談室 ☎0120-86-7735

(祝祭日以外の月～金 9:00～17:00(12:00～13:00はのぞく))

※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただきます。